



# **SURGIDRY**

## **DENTAL E DENTAL F**

### **MEMBRANAS BIÓLOGICAS**

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA. BARREIRA  
E SUPORTE PARA PROTEÇÃO DOS  
ENXERTOS ÓSSEOS.  
HEMOSTASIA.

## PURIFICAÇÃO

A Technodry utiliza um processo de purificação que extrai a parte antigênica das fibras colágenas, mantendo a estrutura de tripla hélice e as características estruturais, bem como atividades inerentes ao colágeno.

## BIOCOMPATIBILIDADE

O alto grau de purificação do Surgidry Dental é responsável pela biointegração no organismo receptor que gradualmente absorverá o produto.

Este processo é comprovado por testes de biocompatibilidade de acordo com a EN ISO 10993, o que garante que o produto seja biocompatível e não tóxico.

## APLICAÇÃO

O Surgidry Dental é reabsorvível, fácil de usar e permite a modelagem e suturas de tensão (filme) e corte nas dimensões desejadas.

## O PRODUTO

O Surgidry Dental é uma Matriz de Colágeno do Tipo I orgânico polimerizado e purificado, representa uma evolução tecnológica para a otimização dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais.

A estrutura do nosso produto funciona como uma membrana barreira reabsorvível para permitir uma Regeneração Tecidual Guiada e impedir que o tecido conjuntivo enraíze no enxerto ósseo. Sendo absorvível evita uma segunda intervenção cirúrgica praticada geralmente com a utilização de material sintético.

Duas formas de apresentação, facilitando a escolha mais adequada para cada caso pelo cirurgião (Filme e Esponja).

**A ASSPRESS**  
CIRÚRGICA LTDA



E. Lecey



51 999 467 958  
51 983 006 563



elecey@gmail.com

www.asspress.com.br



Bloco de enxerto de osso triturado e revestido com Surgidry Dental (Espanja).



Levantamento do seio maxilar: Aplicação da membrana Surgidry Dental - Espanja na parede bucal e de Surgidry Dental F - Filme após a introdução do enxerto.



## SURGIDRY HEMOSTÁTICO (PÓ)

COD.	QUANTIDADE
SH22	Seringa / 5cc



## SURGIDRY DENTAL F (FILME)

:: Tempo de absorção: aproximadamente 90 dias.  
Suturável

Tabela de Tamanhos (Unidade)

COD.	TAMANHO
SD 06	1x1x0,03cm
SD 07	2x1x0,03cm
SD 08	2x2x0,03cm
SD 09	2x3x0,03cm
SD 10	3x5x0,03cm




## SURGIDRY DENTAL (ESPONJA)

:: Ação hemostática

:: Tempo de absorção: aproximadamente 30 dias.

Tabela de tamanhos (caixa com 5 blisters cada).

COD.	TAMANHO
SD 01	1x1x0,2cm
SD 02	2x1x0,2cm
SD 03	2x2x0,2cm
SD 04	3x2x0,2cm
SD 05	3x5x0,2cm



**A ASSPRESS**  
CIRÚRGICA LTDA



E. Lecey



51 999 467 958

51 983 006 563



elecey@gmail.com

www.asspress.com.br

